



# AROQUAT

DISINFETTANTE A BASE DI SALI QUATERNARI D'AMMONIO

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITÀ N. 13137

## SCHEDA TECNICA

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

AROQUAT e' un disinfettante liquido a base di sali di ammonio quaternario, indicato per tutte le operazioni di sanificazione di superfici dure (pavimenti, rivestimenti, pareti, superfici igienico-sanitarie), dove determina una efficace azione lieviticida, battericida e batteriostatica.

AROQUAT agisce su batteri gram positivi, gram negativi, lieviti patogeni, microrganismi abitualmente presenti nell'ambito di convivenze, industrie, comunità ed allevamenti, dove determinano, oltre alle affezioni a carico dell'uomo, la contaminazione di alimenti, di materie prime per uso alimentare, di locali, di attrezzature ed impianti di produzione.

AROQUAT può essere usato su tutte le superfici ed è totalmente risciacquabile.

Aroquat trova largo impiego in :

- **Ambienti pubblici** (scuole, sale d'attesa, sale di riunione, impianti sportivi, piscine): si usa per la pulizia e per la sanificazione sia di superfici (pavimenti, pareti, sanitari, docce, bordo vasca e vasca nettapiedi) che degli arredi (banchi, panche, corrimano, mobili in genere, portaoggetti).

- **Collettività e convivenze** (mense, ospedali, caserme, campeggi): si usa per la pulizia e per la sanificazione sia di superfici (pavimenti, pareti, servizi igienici, docce) che delle attrezzature (letti, comodini, arredi in genere, corrimano, ascensori, interni di celle frigorifere e piani di lavoro di qualunque tipo).

- **Piscine**: si usa per la pulizia e per la sanificazione sia di superfici (bordo vasca, pavimenti, attrezzature, sanitari, docce, e vasca nettapiedi) che degli arredi (tavoli, sdraie, lettini).

- **Industrie alimentari**: si usa sia per la pulizia e la disinfezione di pareti pavimenti che per macchinari da lavoro, piani di lavoro, vasche e utensilerie. Il prodotto trova largo impiego oltre che nella disinfezione di attrezzature e superfici anche nel controllo delle infezioni da *Lysteria Monocytogenes*.

Risciacquare accuratamente nel caso di superfici ed attrezzature a diretto contatto con gli alimenti.





- **Allevamenti:** impiegato per la pulizia e la disinfezione di pareti, pavimenti, griglie, sanitari, ma anche per attrezzature specifiche quali gabbie, stabuli, incubatori, abbeveratoi e mangiatoie.

### **CONDIZIONI DI IMPIEGO**

AROQUAT si impiega a freddo, diluito in acqua alla concentrazione di 0,8 – 1 % (da 80 a 100 grammi ogni 10 litri di acqua) mediante i tradizionali sistemi di applicazione (manuale, meccanica o nebulizzazione).

Lasciare le soluzioni d'uso a contatto con le superfici da disinfettare per un tempo medio di 15'.

Sulle contaminazioni più tenaci e consistenti, si consiglia di utilizzare il prodotto in soluzioni più concentrate od eventualmente puro.

---

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto inodore	:	liquido incolore
Densità a 20°C g/cm <sup>3</sup>	:	0.995 ± 0.05
pH tal quale	:	7.3 - 7.8
tensioattivi cationici (alchilidimetilbenzilammoniocloruro 50%)	:	19.5 %

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

---

### **AVVERTENZE**

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.

Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente.

Prodotto ad uso professionale.

Rev. N°3

